

NITREX

INFORMATION

| | |
|----------------------|---------|
| Référence | GN01 |
| Tailles | XS-XL |
| Épaisseur des doigts | 0.06 mm |
| Épaisseur paume | 0.05 mm |
| Poids approximatif | 3.00 g |
| Durée de vie | 3 ans |

CARACTÉRISTIQUES

Manchette roulée: Poignet perlé pour faciliter l'enfilage

Sans latex: Sans latex réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

Conformité: Compatible avec l'utilisation des agents cytotoxiques/chimiothérapeutiques

Compatible alimentaire: Convient au contact alimentaire ; tous types d'aliments. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre tableau de compatibilité alimentaire en ligne

NORMES

Testé selon les normes européennes EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5

AQL 1.5

Ce produit est classé comme dispositif médical de classe I conformément aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et du MDR 2002 du Royaume-Uni (SI2002 No.618 tel qu'amendé) (UKCA).

Certifié par l'UE

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Testé conformément au règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission pour le contact alimentaire.



NORMES



ATTENTION

Contient des produits chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les individus sensibilisés.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

200 gants par distributeur
10 distributeurs par caisse
60 caisses par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

NITREX

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE INTÉRIEUR



| Taille | Code-barres de l'emballage intérieur |
|--------|--------------------------------------|
| XS | 5060040799055 |
| S | 5060040799062 |
| M | 5060040799079 |
| L | 5060040799086 |
| XL | 5060040799093 |

| Emballage intérieur | |
|---------------------|------------------|
| Dimensions (LxlxH) | 235 x 120 x 70mm |

| Taille | Code-barres de l'emballage extérieur |
|--------|--------------------------------------|
| XS | 5060040799000 |
| S | 5060040799017 |
| M | 5060040799024 |
| L | 5060040799031 |
| XL | 5060040799048 |

| Emballage extérieur | |
|---------------------|-------------------|
| Dimensions (LxlxH) | 365 x 250 x 245mm |

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, cependant, en raison du processus de fabrication, tant l'épaisseur que le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555