

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	SNA
Größenbereich	5.5-9.0
Fingerkuppen-Dicke	0.20 mm
Handflächen-Dicke	0.18 mm
Typisches Gewicht	14.00 g
Haltbarkeit	3 Jahre

EIGENSCHAFTEN

Sterilisiert: Sterilisiert durch Bestrahlungsmethode

Beschleuniger Kostenlos: Beschleunigerfreie synthetische Handschuhe, die das Risiko einer durch diese Chemikalien verursachten Kontaktdermatitis beseitigen

Mikro aufgeraut: Bietet ein hervorragendes Gefühl und Griffigkeit des Instruments sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen

Trösten: Hergestellt auf ergonomisch geformten Formern aus einer fortschrittlichen synthetischen Formulierung, bietet es ultimativen Komfort und taktile Sensibilität

Handspezifisch: Handspezifisch reduziert die Ermüdung der Hände

Latexfrei: Reduziertes Risiko von Überempfindlichkeit und allergischen Reaktionen

SEKTOREN

Medizin, Tierarzt, und Zahnmedizin



NORMEN



PPE CAT III



KMNPST

VIRUS



ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

VERPACKEN

50 Handschuhe pro Spender
4 Spender pro Karton
30 Kisten pro Palette

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

INNERE VERPACKUNG



Größe	Barcode der Innenverpackung
5.5	5060040798621
6	5060040798638
6.5	5060040798645
7	5060040798652
7.5	5060040798669
8	5060040798676
8.5	5060040798683
9	5060040798690

Innere Verpackung	
Innenmaße (LxBxH)	290 x 153 x 225mm

Größe	Äußere Verpackung Barcode
5.5	5060040798539
6	5060040798546
6.5	5060040798553
7	5060040798560
7.5	5060040798577
8	5060040798584
8.5	5060040798591
9	5060040798614

Äußere Verpackung	
Außenabmessungen (LxBxH)	595 x 315 x 235mm

BITTE BEACHTEN:

Das Gewicht ist nicht Teil der Spezifikation und kann sich ändern. Die Handflächendicken sind ungefähre Angaben und basieren auf einer vereinbarten Fertigungstoleranz. Alle angegebenen Dicken und Gewichte sind Durchschnittswerte für mittlere (8) Handschuhe. Alle angegebenen Dicken und Gewichte sind nach bestem Wissen und Gewissen von Polyco Healthline Ltd. zum Zeitpunkt der Eingabe korrekt, jedoch können aufgrund des Herstellungsprozesses sowohl die Dicke als auch das Gewicht zwischen den Chargen variieren.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555