

**PRODUKTINFORMATION**

Artikel Nummer	GS690
Größenbereich	S-L
Fingerkuppen-Dicke	0.10 mm
Handflächen-Dicke	0.08 mm
Typisches Gewicht	4.20 g
Haltbarkeit	3 Jahre

**EIGENSCHAFTEN**

**Sterilisiert:** Sterilisiert durch Bestrahlungsmethode

**Kraft:** Bietet eine bessere Durchstoßreiß- und Abriebfestigkeit als Naturkautschuk oder Vinyl

**Latexfrei:** Reduziertes Risiko von Überempfindlichkeit und allergischen Reaktionen

**Flexibles Material:** Für ein verbessertes Gefühl und eine verbesserte Passform, die Ermüdung bei längerem Tragen reduziert

**Hergestellt aus:** Hergestellt aus Nitril-Butadien

**Frei von Pulver:** Reduziertes Risiko einer Staubkontamination

**SEKTOREN**

Medizin, Tierarzt, und Zahnmedizin • Pharma & Labor

**NORMEN**



**VORSICHT**

Enthält Beschleunigerchemikalien, die bei sensibilisierten Personen Hautreizungen und Kontaktdermatitis vom Typ IV verursachen können.

**ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG**

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

**VERPACKEN**

50 Handschuhe pro Spender  
4 Spender pro Karton  
56 Kisten pro Palette

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

**INNERE VERPACKUNG**



**ÄUSZERE VERPACKUNG**



Größe	Barcode der Innenverpackung
Klein	5024951024248
Mittel	5024951024255
Groß	5024951024262

Größe	Äußere Verpackung Barcode
Klein	5024951024279
Mittel	5024951024286
Groß	5024951024293

Innere Verpackung	
Innenmaße (LxBxH)	140 x 130 x 285mm

Äußere Verpackung	
Außenabmessungen (LxBxH)	531 x 147 x 292mm

**BITTE BEACHTEN:**

Das Gewicht ist nicht Teil der Spezifikation und kann sich ändern. Die Handflächendicken sind ungefähre Angaben und basieren auf einer vereinbarten Fertigungstoleranz. Alle angegebenen Dicken und Gewichte sind Durchschnittswerte für mittlere (8) Handschuhe. Alle angegebenen Dicken und Gewichte sind nach bestem Wissen und Gewissen von Polyco Healthline Ltd. zum Zeitpunkt der Eingabe korrekt, jedoch können aufgrund des Herstellungsprozesses sowohl die Dicke als auch das Gewicht zwischen den Chargen variieren.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555