

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung und extremer Hitze geschützt lagern. Verpackung zum Nachschlagen aufbewahren. Handschuhe vor Gebrauch prüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Anzeichen von Verschleiß aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.

INNERE VERPACKUNG



VERPACKEN

200 Handschuhe pro Spender
10 Spender pro Karton
50 Kartons pro Palette

ÄUSZERE VERPACKUNG



| Größe | Barcode der Innenverpackung |
|--------|-----------------------------|
| XS | 5024951016045 |
| Klein | 5024951016052 |
| Mittel | 5024951016069 |
| Groß | 5024951016076 |
| XL | 5024951016083 |

| Innere Verpackung | |
|-------------------|------------------|
| Innenmaße (LxBxH) | 230 x 125 x 73mm |

| Größe | Äußere Verpackung Barcode |
|--------|---------------------------|
| XS | 5024951016090 |
| Klein | 5024951016106 |
| Mittel | 5024951016113 |
| Groß | 5024951016120 |
| XL | 5024951016137 |

| Äußere Verpackung | |
|--------------------------|-------------------|
| Außenabmessungen (LxBxH) | 375 x 262 x 240mm |

BITTE BEACHTEN:

Das Gewicht ist kein Bestandteil der Spezifikation und kann sich ändern. Die Handflächenstärken sind ungefähr und basieren auf einer vereinbarten Fertigungstoleranz. Alle angegebenen Dicken und Gewichte sind Durchschnittswerte für mittelgroße (8) Handschuhe. Alle angegebenen Dicken und Gewichte entsprechen nach bestem Wissen von Polyco Healthline Ltd. zum Zeitpunkt der Eingabe, können jedoch aufgrund des Herstellungsprozesses zwischen den Chargen variieren.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555