



PRODUKTINFORMATION

| | |
|---------------------------|---------|
| Artikel Nummer | INTW82E |
| Größenbereich | S-L |
| Fingerkuppen-Dicke | 0.12 mm |
| Handflächen-Dicke | 0.10 mm |
| Typisches Gewicht | 6.16 g |
| Haltbarkeit | 3 Jahre |

EIGENSCHAFTEN

Sterilisiert: Sterilisiert durch Bestrahlungsmethode

Eignung: Geeignet für die Verwendung mit Zytostatika/ Chemotherapeutika

Perlenbesetzte verlängerte Manschette: Wulstige, verlängerte Manschette für zusätzlichen Schutz und erleichtertes Anziehen

Latexfrei: Latexfrei reduziert das Risiko von Überempfindlichkeit und allergischen Reaktionen

Strukturiertes Finish: Strukturiertes Finish für verbesserten Halt

SEKTOREN

Medizin, Tierarzt, und Zahnmedizin • Pharma & Labor

NORMEN



2797

VORSICHT

Enthält Beschleunigerchemikalien, die bei sensibilisierten Personen Hautreizungen und Kontaktdermatitis vom Typ IV verursachen können.



ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

VERPACKEN

50 Handschuhe pro Spender
6 Spender pro Karton
32 Kisten pro Palette

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Disposable Gloves

Sterile

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555

INNERE VERPACKUNG



| Größe | Barcode der Innenverpackung |
|--------|-----------------------------|
| Klein | 9555256603761 |
| Mittel | 9555256603778 |
| Groß | 955 5256603785 |

| Innere Verpackung | |
|-------------------|------------------|
| Innenmaße (LxBxH) | 250x 150 x 135mm |

| Größe | Äußere Verpackung Barcode |
|--------|---------------------------|
| Klein | 09555256603815 |
| Mittel | 09555256603822 |
| Groß | 09555256603839 |

| Äußere Verpackung | |
|--------------------------|-------------------|
| Außenabmessungen (LxBxH) | 460 x 280 x 260mm |

BITTE BEACHTEN:

Das Gewicht ist nicht Teil der Spezifikation und kann sich ändern. Die Handflächendicken sind ungefähre Angaben und basieren auf einer vereinbarten Fertigungstoleranz. Alle angegebenen Dicken und Gewichte sind Durchschnittswerte für mittlere (8) Handschuhe. Alle angegebenen Dicken und Gewichte sind nach bestem Wissen und Gewissen von Polyco Healthline Ltd. zum Zeitpunkt der Eingabe korrekt, jedoch können aufgrund des Herstellungsprozesses sowohl die Dicke als auch das Gewicht zwischen den Chargen variieren.

Weitere Informationen – Kundendienst: 0333 320 8550 Technisches Team: 0333 320 8555