

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	INTW82E
Tamaños	S-L
Grosor de la yema del dedo	0.12 mm
Grosor de la palma	0.10 mm
Peso típico	6.16 g
Vida útil	3 años

CARACTERÍSTICAS

Esterilizado: Esterilizado por método de irradiación

Idoneidad:: Adecuado para su uso con fármacos citotóxicos/ quimioterápicos

Puño extendido con bordón: Puño extendido con bordón para mayor protección y para facilitar la colocación

Sin látex: Sin látex que reduce el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Agarre: Acabado texturizado para mejorar el agarre

SECTORES

Médico, Veterinario, y Dental • Farmacéutica y de laboratorio

NORMAS

AQL 1.5

Conforme a las normas europeas EN455: Guantes médicos de un solo uso partes 1,2,3&4



STERILE R



2797



PRECAUCIÓN

Contiene productos químicos aceleradores que pueden causar irritación de la piel de tipo IV y dermatitis de contacto en personas sensibilizadas.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en condiciones secas, lejos de la luz solar directa y el calor extremo. Se recomienda conservar el embalaje como referencia. Siempre inspeccione los guantes antes de usarlos y no los use si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

50 guantes por dispensador
6 dispensadores por caja
32 cajas por palé

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

EMBALAJE INTERIOR



Talla	Código de barras del empaque interior
Pequeño	9555256603761
Medio	9555256603778
Grande	955 5256603785

Embalaje interior	
Dimensiones interiores (LxAxA)	250x 150 x 135mm

Talla	Código de barras del empaque exterior
Pequeño	09555256603815
Medio	09555256603822
Grande	09555256603839

Embalaje exterior	
Dimensiones exteriores (LxAxA)	460 x 280 x 260mm

TENGA EN CUENTA:

El peso no forma parte de la especificación y está sujeto a cambios. El grosor de la palma es aproximado y se basa en una tolerancia de fabricación acordada. Todos los grosores y pesos indicados son un promedio para guantes de tamaño medio (8). Todos los grosores y pesos proporcionados son correctos según el mejor conocimiento de Polyco Healthline Ltd. en el momento de su inscripción, sin embargo, debido al proceso de fabricación, tanto el grosor como el peso pueden variar entre lotes.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555