

**INFORMATION**

Référence	GL100
Tailles	S-XL
Épaisseur des doigts	0.20 mm
Épaisseur paume	0.17 mm
Poids approximatif	6.50 g
Durée de vie	3 ans

**CARACTÉRISTIQUES**

**Norme virus/non virus:** Conforme aux exigences de la norme EN ISO 374-5, pour la protection contre les bactéries et les champignons

**Peau sensible:** Pas de protéines de latex - élimine la sensibilisation aux protéines

**Adhérence:** Le gant est doté d'un motif en losange qui optimise la performance de la surface et assure une adhérence exceptionnelle.

**Confort:** La technologie innovante du nitrile permet d'obtenir un matériau exceptionnellement souple et flexible.

**Sans latex:** Sans latex réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

**Fabriqué à partir de:** Fabriqué à partir d'un polymère nitrile butadiène spécialement formulé

**Sans poudre:** Réduction du risque de contamination par la poussière

**Manchette roulée:** Pour plus de résistance ; un enfilage plus facile et la prévention du retour des liquides

**Sans silicone:** Les résidus de silicone présents sur les gants peuvent interférer avec les processus de peinture, de revêtement ou de collage, pouvant entraîner des défauts. Ces gants sans silicone permettent de minimiser ce risque et garantissent des surfaces d'application propres.



**NORMES**

AQL 1.5

Certifié par l'UE

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

Testé selon les normes européennes EN420 & EN ISO 374-1 & EN ISO 374-5



2777



**ATTENTION**

Contient des produits chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les individus sensibilisés.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

**EMBALLAGE INTÉRIEUR**



**CONDITIONNEMENT**

100 gants par distributeur  
10 distributeurs par carton  
40 cartons par palette

**EMBALLAGE EXTÉRIEUR**



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5010699530820
M	5010699530837
L	5010699530844
XL	5010699530851

Emballage intérieur	
Dimensions (LxlxH)	245 x 90 x 75mm

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	5010699845207
M	5010699845214
L	5010699845221
XL	5010699845238

Emballage extérieur	
Dimensions (LxlxH)	390 x 260 x 250mm

**A NOTER:**

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, cependant, en raison du processus de fabrication, tant l'épaisseur que le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555