



INFORMATION

Référence	SD91E
Tailles	S-XL
Épaisseur paume	0.06 mm
Poids approximatif	3.20 g
Durée de vie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Safedon: Emballé dans un distributeur « Manchette en premier » pour réduire la contamination croisée

Adhérence: Finition texturée au niveau des bouts des doigts pour une meilleure préhension et une sensibilité tactile optimale

Sans latex: Sans latex réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

Sans silicone: Les résidus de silicone présents sur les gants peuvent interférer avec les processus de peinture, de revêtement ou de collage, pouvant entraîner des défauts. Ces gants sans silicone permettent de minimiser ce risque et garantissent des surfaces d'application propres.

Résistant aux produits chimiques: Atteint une résistance chimique de type B selon la norme EN ISO 374-1, pour une protection contre au moins 3 produits chimiques différents

Norme virus/non virus: Conforme aux exigences de la norme EN ISO 374-5, pour la protection contre les bactéries, les champignons et les virus

Compatible alimentaire: Convient au contact alimentaire ; tous types d'aliments. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre tableau de compatibilité alimentaire en ligne



NORMES

Testé selon les normes européennes EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5

Certifié par l'UE

Fabriqué en conformité avec les équipements de protection individuelle (EPI) du règlement européen EPI (UE) 2016/425.

Testé selon la norme ASTM D6978-05

Testé selon la norme européenne EN374-2

Conforme aux normes européennes EN455 : Gants médicaux à usage unique parties 1,2,3&4

Testé conformément au règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission pour le contact alimentaire.



2777

KPT

VIRUS



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555



ATTENTION

Contient des produits chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les individus sensibilisés.

CONDITIONNEMENT

200 gants par distributeur
10 distributeurs par carton
72 cartons par palette

EMBALLAGE INTÉRIEUR



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage intérieur
S	5024951030065
M	5024951030072
L	5024951030089
XL	5024951030096

Emballage intérieur	
Dimensions (LxIxH)	128 x 120 x 110mm (S, M, L) / 128 x 120 x 130mm (XL)

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	5024951030027
M	5024951030034
L	5024951030041
XL	5024951030058

Emballage extérieur	
Dimensions (LxIxH)	625 x 269 x 125mm (S, M, L) / 624 x 296 x 145mm (XL)

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. L'épaisseur de la paume est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et tous les poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de la saisie, cependant, en raison du processus de fabrication, tant l'épaisseur que le poids peuvent varier d'un lot à l'autre.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555