

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	GS690
Tamaños	S-L
Grosor de la yema del dedo	0.10 mm
Grosor de la palma	0.08 mm
Peso típico	4.20 g
Vida útil	3 años

CARACTERÍSTICAS

Esterilizado: Esterilizado con método de irradiación

Fuerza: Ofrece una mejor resistencia a la perforación, al desgarro y a la abrasión que el caucho natural o el vinilo

Sin látex: Reduciendo el riesgo de hipersensibilidad y reacciones alérgicas

Material flexible: Para mejorar la sensación y el ajuste, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado

Fabricado a partir de: Fabricado a partir de nitrilo butadieno

Sin polvo: Reducción del riesgo de contaminación por polvo

SECTORES

Médico, Veterinario, y Dental • Farmacéutica y de laboratorio

NORMAS

AQL 1.5

Conforme a las normas europeas EN455: Guantes médicos de un solo uso partes 1,2,3&4



PRECAUCIÓN

Contiene productos químicos aceleradores que pueden causar irritación de la piel de tipo IV y dermatitis de contacto en personas sensibilizadas.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en condiciones secas, lejos de la luz solar directa y el calor extremo. Se recomienda conservar el embalaje como referencia. Siempre inspeccione los guantes antes de usarlos y no los use si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

50 guantes por dispensador
4 dispensadores por caja
56 cajas por palet

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

EMBALAJE INTERIOR



EMBALAJE EXTERIOR



Talla	Código de barras del empaque interior
Pequeño	5024951024248
Medio	5024951024255
Grande	5024951024262

Talla	Código de barras del empaque exterior
Pequeño	5024951024279
Medio	5024951024286
Grande	5024951024293

Embalaje interior	
Dimensiones interiores (LxAnxAI)	140 x 130 x 285mm

Embalaje exterior	
Dimensiones exteriores (LxAnxAI)	531 x 147 x 292mm

TENGA EN CUENTA:

El peso no forma parte de la especificación y está sujeto a cambios. El grosor de la palma es aproximado y se basa en una tolerancia de fabricación acordada. Todos los grosores y pesos indicados son un promedio para guantes medianos (8). Todos los espesores y pesos proporcionados son correctos según el mejor conocimiento de Polyco Healthline Ltd. en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, tanto el grosor como el peso pueden variar entre lotes.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555