



INFORMATION

Référence	ERA
Couleur	Rouge
Force	Usage moyen
Jauge à tablier	14 µm
Dimensions du tablier	69 x 107 cm (27 x 42 environ)
Roule ou plat ?	Emballage plat

CARACTÉRISTIQUES

Contrôle efficace des infections : protégera les vêtements des déversements de liquide et des éclaboussures

Le trou de tête et la ceinture intégrés assurent un ajustement sécurisé

Tabliers en polyéthylène de poids moyen qui offrent un haut niveau de protection et d'hygiène dans de nombreuses industries

Emballé à plat dans des sacs en polyéthylène pour répondre à de multiples exigences de distribution

SECTEURS

Ingénierie et fabrication • Fabrication et préparation des aliments • Cheveux et Beauté • Conciergerie • Médical, vétérinaire, et dentaire • Pharmaceutique et laboratoire • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans des conditions sèches, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur extrême. Il est conseillé de conserver l'emballage pour référence.



INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

100 tabliers par rouleau
10 rouleaux par carton
80 cartons par palette

CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

5024951011248

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. Les épaisseurs de paume sont approximatives et basées sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et poids donnés sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et poids donnés sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de l'entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier entre les lots.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555